



CDMED PROJE MEDİKAL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
GENEL MERKEZ:
PORTAKAL ÇİÇEĞİ SOKAK ANSERA AVM. NO:17/90 ÇANKAYA /ANKAR.
TELEFON: 0312 440 74 74 FAKS: 0312 442 80 05
KARADENİZ BÖLGE.
1 NOLU BEŞİRLİ MAHALLESİ CANIM SİTELERİ 2. KISIM E BLOK
TELEFON: 0462 222 03 03
www.cdmed.com.tr info@cdmed.com.tr / cdmedproje@gmail.com

Karışım torbaları

Stomacher Poşetleri

Homojenizasyon torbaları sabit polietilenden çıkarılmıştır, likit içindeki katı örneklemin kolay ve hızlı bir şekilde ezilmesi için uygundur, örneğin Laboratuvar karışımları, üstelik düşük sıcaklıkta bile.

Radyasyon ile sterilize edilmiş homojenizasyon torbalarıdır. Steril homojen torbalarının kullanımı numunelerin mikrobiyolojik durumlarının sabitler. Bulaşıcı materyallerle çalışırken homojen torbalar aerosollerin kaçmasını engelleyen standart bir kilitleyici ile sıcaklık kilitleme işlemi yapılabilir.

Özel kapatma klipi güvenli bir şekilde kilitleme ve kilitleyici kullanmadan homojenizasyon torbanın tekrar açılmasında kullanılabilir. Lab-Karışım model 400 için Filtre veya yan filtreli özel homojenizasyon torbalar mevcuttur bu şekilde numune likit içinde ve katı yüzeyde güvenli bir şekilde ayrılabilir.

Filtrelerimizin gözenek boyutu 70 mikrondur.



Sipariş No	Materyal	Genişlik/ Yükseklik (mm)	Hacim (ml)	Paketleme ünitesi Polibag/ karton	Notlar
09-603-5000	PE	100 X 150	80	25 / 4500	Lab-Karışım 80, Steril R
09-613-5000	PE	180 X 300	400	50 / 2500	Lab-Karışım 400, Steril R
09-613-5030	PE	190 X 300	400	25 / 1500	Filtreli Lab-Karışım 400, Steril R
09-613-5040	PE	190 X 300	400	25 / 1500	Yan Filtreli Lab-Karışım 400, Steril R
09-623-5000	PE	380 X 510	3500	100 / 500	Lab-Karışım 3500, Steril R
09-681-0000	PVC			50 / 1000	80 ml ve 400 ml torba için kapama klipi